


装置の説明 (Lingual Arch)

年 月 日

この度、_____さんに装着した装置（リンガル・アーチ）は、左右の奥歯にバンドを取り付けて、歯の内側にワイヤー（針金）を付けたものです。自分では取り外しができませんので、次のことに注意して下さい。



舌側弧線装置

■針金は、歯を正しく動かすように調節しています。絶対に、指でひっぱったり曲げたりしないようにして下さい。針金が曲がると治らないばかりか、歯が悪い方向に動くことになり、治療期間が長くなってしまいます。

■もし、針金が折れたり曲がったりした場合は、すぐに連絡して下さい。

■歯の内側の針金に接する部分は、汚れがたまりやすくなります。しっかりと歯を磨きましょう。

■歯にくっつきやすい食べ物（ガム、キャラメル、おもちなど）は食べないようにして下さい。針金にくっついて変形させることになります。

■奥歯のバンドは、歯にしっかりと取り付けられていますが、もし外れた場合は、装置が十分に作用しないばかりか、危険ですので、すぐに連絡して下さい。